

### Allgemeines

#### Bestandteile

- ACAM-Softwarelizenz Modul Multimedia
- 4 dB99-2 Lautsprecher, inkl. Wandhalterung
- Modul Multimedia+ (optional)
- 4-Kanal-Soundkarte (optional)

- » Bestandteil der ACAM-Basistechnik
- » Inkl. 4 dB99-2 Design-Lautsprecher
- » Optional mit Modul Multimedia+ auf bis zu 12 Lautsprecher erweiterbar
- » Einbindung externer Quellen (MP3, wav-Dateien, Youtube, Spotify) in den Anpassprozess
- » Simulation realitätsnaher Hörscenarien mit bis zu 4 unterschiedlichen Quellen, verteilt auf bis zu 12 Lautsprecher
- » Vielzahl an Signalen (Alltagssignale, Rauschsignale, externe Quellen, Hörbücher, Musik)
- » Exklusive Features wie interaktive Nutzeroberfläche, Speicher für Favoriten, Hörverlustsimulation

# ACAM 5 Modul Multimedia

Modul Multimedia	
Optionale Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4-Kanal Soundkarte</li><li>• Modul Multimedia+ mit Steuergerät-Erweiterung zur Nutzung von bis zu 8 oder bis zu 12 Lautsprechern</li></ul>
Eingangskanäle	4
Ausgangskanäle	4
Rauscharten	weißes Rauschen, rosa Rauschen, sprachsimulierendes Rauschen, Schmalbandrauschen
Anzahl speicherbarer Soundkonfiguration	10
Pegelbereich	0 bis 100 dB SPL
Pegelschrittweite	1 dB
Features	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eingangs- und Ausgangskanäle frei mischbar</li><li>• Vier Kanäle für gleichzeitiges Abspielen unterschiedlicher Signale</li><li>• Integrierte Soundbeispiele für Situationsimulation</li><li>• Individuelle Freifeldentzerrung</li><li>• Hörverlust-Simulation</li><li>• Abspielen von Multimediadaten wie Musikstücken und Filmausschnitten</li><li>• Richtungshörtest</li></ul>